

Fiche technique⁽⁴⁾

| Propriétés | Unité | ISO 4049 | Ceram.X® | | |
|---|--|--------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| | | | mono+ | duo+ dentine | duo+ émail |
| Résistance à la compression | MPa | | | 350 | |
| Résistance à la flexion | MPa | > 80 | | 110 | |
| Module d'élasticité | GPa | | | 9 | |
| Dureté de Vickers (VH5/30s) | | | | 60 | |
| Pourcentage de charges et de nano-charges ⁽¹⁾ (poids/volume) % | % | | | Jusqu'à 77% pds / jusqu'à 57% vol | |
| Rétraction (méthode Archimède) ⁽²⁾ | % (v/v) | | | 2,3 | |
| Expansion dans l'eau | % (v/v) | | | 0,9 | |
| Absorption / Adsorption de l'eau | µg/mm ³ | < 40 | | 14 | |
| Solubilité dans l'eau | µg/mm ³ | < 7,5 | | -0,6 ⁽³⁾ | |
| Temps de photopolymérisation sur 2mm | 500mV/cm ² 800mV/cm ² | s | 20 | 40 30 | 10 |
| Sensibilité à la lumière ambiante (10 000 lux.) | s | >60 (8000 lux.) | 125 | 125 | 170 |
| Radio-opacité | mm Al | | | 2 | |

(4) Données internes DENTSPLY DeTrey

(*) Le contenu des charges conventionnelles et des nanocharges varient de ± 2% selon les teintes. Hors nano-particules de céramique.

(**) Méthodologie interne. 2,5% en volume selon la norme DIN 13907:2007

(***) Valeur négative due à une très faible solubilité et à l'eau résiduelle absorbée.

Références



■ Ceram.X® mono+ coffret compules

40 compules de 0,25g (8xM2, M5, M6; 4xM1, M3, M4, M7)
2 autocollants guide des teintes, 1 teintier Ceram.X® mono+, 1 mode d'emploi, 50 applicateurs, 1 godet, 1 pistolet à compules

Réf. 60701410



■ Ceram.X® mono+ coffret seringues

7 seringues de 3g (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7)
2 autocollants guide des teintes, 1 teintier Ceram.X® mono+, 1 mode d'emploi, 50 applicateurs, 1 godet, 1 pistolet à compules

Réf. 60701510



■ Ceram.X® duo+ coffret compules

40 compules de 0,25g (7xD2, D3, E3; 3xD1, D4, DB, E1)
2 autocollants guide des teintes, 1 teintier Ceram.X® duo+, 1 mode d'emploi, 50 applicateurs, 1 godet, 1 pistolet à compules

Réf. 60701310



■ Ceram.X® duo+ coffret seringues

7 seringues de 3g (D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3)
2 autocollants guide des teintes, 1 teintier Ceram.X® duo+, 1 mode d'emploi, 50 applicateurs, 1 godet

Réf. 60701350

■ Ceram.X® recharge

■ Compules (20x0,25g)

■ Seringue (1x3g)

mono+ M1 (A1, B1)
mono+ M2 (A2, B2)
mono+ M3 (C1, D2)
mono+ M4 (C2, C3, D4)
mono+ M5 (A3, D3)
mono+ M6 (A3.5, B3, B4)
mono+ M7 (A4, C4)

60701.411
60701.412
60701.413
60701.414
60701.415
60701.416
60701.417

60701.511
60701.512
60701.513
60701.514
60701.515
60701.516
60701.517

duo+ dentine D1
duo+ dentine D2
duo+ dentine D3
duo+ dentine D4
duo+ dentine DB (blanchiment)
duo+ émail E1
duo+ émail E2
duo+ émail E3

60701.301
60701.302
60701.303
60701.304
60701.305
60701.307
60701.308
60701.309

60701.351
60701.352
60701.353
60701.354
60701.355
60701.357
60701.358
60701.359

MENTIONS OBLIGATOIRES

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d'isoler la dent à traiter à l'aide d'une digue dentaire avant tout traitement. **Ceram.X® mono+.** Indications : Composite pour la restauration directe de toutes les classes de caries des dents antérieures et postérieures. Système à une seule teinte opacité avec 7 teintes d'opacités intermédiaires. **Classe / Organisme certificateur :** IIa / CE 0123. **Fabricant :** DENTSPLY DeTrey. **Ceram.X® duo+.** Indications : Composite pour la restauration directe de toutes les classes de caries des dents antérieures et postérieures. Système à deux opacités qui propose quatre teintes dentine ainsi que trois teintes émail. **Classe / Organisme certificateur :** IIa / CE 0123. **Fabricant :** DENTSPLY DeTrey.

For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire

DENTSPLY France SAS | OMNIPRATIQUE

4 rue Michael Faraday | 78180 Montigny le Bretonneux | Tél : 01 30 14 77 77

Plus d'infos, plus de nouveautés, sur www.dentsply.fr

CHIRURGIEN
DENTISTE

LABORATOIRE

SPECIALISTE

RESTAURATION

ceram • x®



DENTSPLY
DeTrey



For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire

Ceram.X® est un matériau de restauration à technologie nano-céramique avec un système simplifié de teintes, pour des restaurations directes esthétiques et naturelles en antérieur ou en postérieur.

Système de teintes simplifié⁽¹⁾

Ceram.X® mono+ repose sur le regroupement des 16 teintes VITA®^(*) en 7 teintes intermédiaires selon des similarités de luminosité et de saturation.

Ceram.X® mono+ permet ainsi de réaliser des restaurations simples, rapides et esthétiques avec un nombre minimum de teintes.

- Polyvalence
- Gestion des stocks facilitée
- Courbe d'apprentissage rapide



Photo du Dr. Grégoire

Ceram.X® duo+ couvre l'ensemble des teintes VITA®⁽²⁾ par la combinaison de 4 teintes dentines et de 3 teintes émail. Cette technique de stratification anatomique permet de reproduire la configuration naturelle de la dent et de répondre aux exigences esthétiques élevées. Le plus : une teinte dentine blanchiment pour la restauration des dents éclaircies.

- Stratification en seulement deux opacités
- Mimétisme des tissus dentaires
- Résultats esthétiques élevés




Photo du Guide Clinique Ceram.X®



(*) VITA® n'est pas une marque déposée de DENTSPLY International Inc.


Technologie nano-céramique⁽²⁾




L'ajout de nano-particules de céramique organiquement modifiées en plus des charges de verre et des nano-charges permet une réduction de la matrice résineuse conventionnelle de 50% sans altération de la répartition des charges et donc de la consistance.⁽²⁾

Par ailleurs, les innombrables liaisons chimiques qui se créent entre les nano-charges et les nano-particules lors de la photopolymérisation réduisent la libération de monomères⁽³⁾.

Composite hybride conventionnel⁽¹⁾



Technologie Ceram.X®



- Faible libération de monomères⁽³⁾
- Consistance agréable et facile à modeler

Restaurations esthétiques

Ceram.X® mono+




Classe V. Pr. Manhart



Classe II. Pr. Diestchi

Ceram.X® duo+



Classe IV. Pr. Dietschi



Remodelage anatomique Dr. Zyman

(1) Voir le Mode d'emploi Ceram.X®

(2) Scientific Compendium Ceram.X®. www.dentsply.de (Science Awards)

(3) Polydorou O, König A, Hellwig E, Kümmeler K: Long-term release of monomers from modern dental-composite materials. Eur J Oral Sci 2009; 117: 68-75

(*) Composite A avec 23% de monomères conventionnels. Ceram.X® contient seulement 12,5% de monomères conventionnels.

(**) Inclus les initiateurs et les stabilisateurs